

# 新発売

## 再使用可能な皮下導通用トンネラ トロッカー 501, 502 新発売のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。


平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度再使用可能な皮下導通用トンネラ「トロッカー 501, 502」を販売開始いたしますのでご案内申し上げます。

敬具

### 製品特徴

- ❖ Dカットによりトロッカーの先端方向の確認が容易
- ❖ 別売「トロッカーグリップ(製品番号 PTG01)」使用可能
- ❖ 三角錐構造の先端形状
- ❖ 再使用可能



### 販売開始日

2018年4月1日

### 仕様

一般的名称：再使用可能な皮下導通用トンネラ クラス分類：一般医療機器

製品番号	販売名	規格	入り数	滅菌	JANコード
501	カテーテル留置用トロッカー	弱湾	1本	未滅菌	4946685133199
502	カテーテル留置用トロッカー	強湾	1本	未滅菌	4946685133205

届出番号：17B1X00001000002

製造販売元

 株式会社 **林寺メディール**

〒920-0947 石川県金沢市笠舞本町2丁目26番7号  
TEL: 076-222-6531 FAX: 076-222-2922

販売元

 株式会社 **ハヤシデラ**

〒920-0935 石川県金沢市石引4丁目5番4号  
TEL: 076-222-8311 FAX: 076-222-8341